

Leukotape® K

Cinta elástica adhesiva para técnica de Vendaje Neuro-muscular.



Características y beneficios

- Tejido y adhesivo en olas y pre-estirado al 10%, según técnica original de TNM.
- Extensible, ajuste óptimo a la elasticidad de la piel.
- Tejido de algodón, robusto y afín a la piel.
- Adhesivo de poliacrilato, bajo poder alergénico con buena adherencia.
- Hipoalergénico, aplicación incluso en casos de piel sensible.
- Papel protector con líneas transversales cada 2cm y longitudinales discontinuas, como referencias en las diferentes técnicas de aplicación.
- Papel protector y carrete con marca, identificación rápida del producto aun fuera de su estuche.
- No deja residuos al retirarse, la piel no requiere una limpieza adicional.
- Caja dispensadora que mantiene el producto cerrado, más higiénico y menor coste porque no se desecha producto por caídas y desenrollado involuntario.
- Protector transparente reutilizable alrededor del rollo, si no quisiera utilizar la caja dispensadora.

Indicaciones

- Técnica de VNM como estímulo de los receptores mecánicos de la piel.
- Técnica de VNM como incremento de la sensibilidad propioceptiva y electromiográfica.
- Técnica de VNM para favorecer el drenaje sobre el sistema linfático.

Presentación

C.N.	Medidas	Color	Ud. mínima de venta	Código Smith & Nephew	
153185.8	5 m x 5 cm	Beige	5	72978-00011-01	
153186.5	5 m x 5 cm	Rojo	5	72978-00016-01	
153187.2	5 m x 5 cm	Azul	5	72978-00021-01	
158482.3	5 m x 5 cm	Negro	5	72978-00023-00	

División BSN Medical

Smith & Nephew, S.A.
Fructuós Gelabert, 2 y 4
08970 Sant Joan Despí
Barcelona (España)

Tel.: +34 902 303 166
Fax: +34 902 303 170
www.smith-nephew.com



Leukotape® K