

Physiopak®

Bolsa de gel reutilizable para frío y termoterapia



Características y beneficios

- Crío y termoterapia; aplicable en ambos procesos (congelador/horno microondas o baño maría).
- Efecto superior a una hora; buena relación coste-eficacia.
- Bolsa resistente; reutilizable.
- Bolsa flexible; óptima adaptación a cualquier zona corporal.
- Crioterapia; genera un ciclo de vasodilatación-vasoconstricción; reducción de la conducción nerviosa del dolor; disminución del metabolismo local limitando el riesgo de agravamiento de las lesiones musculares; reducción del edema y disminución de la rigidez muscular.
- Termoterapia; aumenta la elasticidad de las fibras de colágeno.


- No contiene látex; especialmente indicado en pacientes con alergia al látex y derivados.

Indicaciones

- Para el alivio duradero de los efectos inflamatorios, como el edema y dolor producido por traumatismos articulares y lesiones en tejidos blandos.
- Para todo tipo de actividades deportivas susceptibles de producir una lesión con dolor agudo (p. ej., contusiones y esguinces).
- Como termoterapia en contracturas musculares y algias crónicas (zonas vertebrales).
- Para el alivio duradero del dolor en traumatismos.

Presentación

C.N.	Medidas	Ud. mínima de venta	Código Smith & Nephew
230301.0	13 cm x 30 cm	12	72075-00002-00
217296.8	7 cm x 38 cm	12	72075-00001-00
57066.5	19 cm x 30 cm	6	72075-00004-00



División BSN Medical
Smith & Nephew, S.A.
Frutuós Gelabert, 2 y 4
08970 Sant Joan Despí
Barcelona (España)

Tel.: 902 303 166
Fax: 902 303 170
www.smith-nephew.com

 smith&nephew

Physiopak®